

MediTop Comfort

Veilige, ergonomische en comfortabele onderzoekstoel met extra lage instap.



Uw specialist in behandelunits, installaties op maat, onderzoekstoelen, droogkasten en digitale opslagsystemen. Met meer dan 20 jaar ervaring staan wij garant voor service, kwaliteit, veiligheid en ergonomisch werken. Bovendien ontwikkelt en bouwt MediTop alles in eigen beheer.



MediTop Comfort

- Elektrisch in hoogte verstelbaar van 49 tot 79 cm
- Elektrische rugleuning instelbaar van 87.5° tot de horizontale positie
- Hoofdsteun verstelbaar
- Medi-sync systeem
- Voetensteun opklapbaar
- Armsteunen opklapbaar
- Stoel 340° roteerbaar

Wij staan graag tot uw beschikking voor meer informatie.

Afmetingen:

