

Drytop droogkasten

Voor al uw flexibele scopen



Flexibel plaatsing systeem

Uw scope kan op elke plaats in de droogkast gehangen worden, doordat slangensets eenvoudig te verwisselen zijn en druk en flow automatisch worden ingeregeld. Dit zorgt ervoor dat altijd alle plaatsen gebruikt kunnen worden en voorkomt dus lege 'vaste' plaatsen. Door dit systeem kan de droogkast continu inspelen op uw veranderende aanbod van scopen.

Nauwkeurige kanaal controle

Door nauwkeurige druk en flow meting zal de elektronica registreren of alle kanalen juist zijn aangesloten. Als er één kanaal niet correct is aangesloten zal er direct een foutmelding komen.

Versnelde hardware test

Door onze software kan de elektronica op eenvoudige wijze worden getest op diverse alarm functionaliteiten. Dit zorgt ervoor dat uw droogkast altijd zelfstandig en snel getest kan worden. Alle gegevens worden opgeslagen.



Drytop droogkasten

- Om de meeste scopen vrij van de bodem te houden, is er een extra rij houders boven de bestaande houders beschikbaar.
- Toegankelijk voor alle merken flexibele scopen, al dan niet met biopsiekanaal.
- Koppeling met Hygiëne Tracker of andere Track & Trace systemen mogelijk.
- Koppeling met ziekenhuis informatie systeem mogelijk.
- Hepa gefilterde overdruk.
- Goed zicht door middel van grote automatische glazen deuren.
- 8 tot 20 scopen per droogkast (afhankelijk van de discipline).
- 2 droogkasten aansluitbaar per technisch gedeelte.
- Visueel en akoestisch alarm bij onregelmatigheden.
- Geïntegreerd opslag systeem voor controle van de bewaartijd, luchtdruk en flow.
- Mogelijkheid om deuren handsfree te openen.

